

POBRANIE I TRANSPORT MATERIAŁU

Jednorazowa porcja moczu o objętości do 5ml do naczynia z ciemnego szkła lub zabezpieczonego folią aluminiową (materiał światłoczuły, pod wpływem światła pteryny degradują).

Transport badanego materiału musi uwzględnić warunki zapobiegające rozmrożeniu materiału, poprzez umieszczenie w specjalnej lodówce transportowej lub w styropianowym pudełku razem z wkładami zapobiegającymi rozmrożeniu. Próbki należy zabezpieczyć przed stłuczeniem np. owinąć butelki ligniną.