



Instytut Matki i Dziecka

Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej

Ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa; tel.: 22 32 77 256 , fax.: 22 32 77 161

Test Bautlera-Baludy

(UDPG – urydylilotransferaza galaktozo-1-fosforanu)

Zleceniodawca	Lekarz kierujący
Umowa nr / NIP:	Telefon do kontaktu:
Data skierowania:	Tryb badania: <input type="checkbox"/> Cito* / <input type="checkbox"/> Zwykły**

DANE OSOBOWE:

Imię i Nazwisko												
Pesel dziecka												
Data urodzenia dziecka (d/m/r)			/			/						
Data pobrania (d/m/r)			/			/						
<u>Transfuzja</u>	TAK / NIE		Data transfuzji				Rodzaj preparatu					

Dodatkowe Informacje	
-----------------------------	--

Gł. Księgowa/y

Dyrektor

POBRANIE I TRANSPORT MATERIAŁU: Krew pobrać na bibułę Whatman 903 (jak na przesiew). Do badania można pobrać krew żylną lub włosniczkową. Krew musi być świeżo pobrana w ilości nie mniejszej niż 3 krążki i powinna dobrze przesiąknąć na obie strony bibuły. Materiał może być suszony w temperaturze pokojowej nie dłużej niż 15 minut a następnie schowany do lodówki i tak przechowywany aż do momentu wysłania. Bibułę wraz ze skierowaniem należy włożyć do zwykłej papierowej koperty (nie stosować kopert z folią bąbelkową) i wysłać kurierem. Materiał musi być dostarczony do laboratorium w ciągu 24 - 48 godzin od momentu pobrania. Materiał wysyłać od poniedziałku do czwartku.