



**Instytut Matki i Dziecka**  
**Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej**

Ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa; tel.: 22 32 77 256 , fax.: 22 32 77 161

Pobranie i transport materiału na oznaczenie aktywności biotynidazy w surowicy

Pobrać u noworodków 2,5ml, a u starszych dzieci 4ml krwi na skrzep. Odwirować pobraną krew i otrzymaną surowicę przenieść do czystej, opisanej danymi pacjenta, probówki. Materiał zamrozić i w tej postaci transportować.