

POBRANIE I TRANSPORT MATERIAŁU

Mocz zbierać przez 24h do pojemnika z podziałką i zmierzyć jego objętość. Następnie z dobowej zbiórki moczu pobrać jedną porcję o objętości około 5ml po wcześniejszym zamieszaniu. Mocz powinien być przesłany w plastikowym pojemniku na mocz.

Uwaga! Wyraźnie napisać zmierzoną objętość dobowej zbiórki moczu na skierowaniu lub pojemniku na mocz (jest to niezbędna informacja do wykonania badania).

Mocz powinien być przetransportowany do laboratorium w formie zamrożonej w specjalnej lodówce transportowej lub w styropianowym pudełku razem z wkładami zapobiegającymi rozmrożeniu.