



Instytut Matki i Dziecka **Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej**

Ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa; tel.: 22 32 77 256 , fax.: 22 32 77 161

Pobranie i transport materiału

Krew pobrać na bibułę Whatman 903 (jak na przesiew). Do badania można pobrać krew żylną lub włosniczkową. Krew musi być świeżo pobrana w ilości nie mniejszej niż 3 krążki (najlepiej 6 krążków) i powinna dobrze przesiąknąć na obie strony bibuły.

Materiał może być suszony w temperaturze pokojowej nie dłużej niż 2 godziny, a następnie schowany do lodówki i tak przechowywany, aż do momentu wysłania.

Bibułę wraz ze skierowaniem należy włożyć do zwykłej papierowej koperty (**nie stosować kopert z folią bąbelkową**). Materiał musi być dostarczony do laboratorium w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu pobrania.